



## №3501-54-5407965731 Продажа кабины с интеллектуальной инфракрасной термографией и каналом дезинфекции с системой сигнализации о лихорадке

15.01.2021 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

### Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	Продажа
Заказчик	<a href="#">ООО ЗАВОД "ЛГВС"</a> - Рейтинг 0%
Регион	Новосибирская Область
Город	Новосибирск

**Предмет договора****IRD120 Инфракрасная термография и дезинфекция****Интеллектуальная инфракрасная термография и канал дезинфекции с системой сигнализации о лихорадке**

- Бесконтактное: автоматическое измерение температуры с помощью технологии термографии, что снижает риск перекрестного заражения.
- Автофокус, измерение температуры за одну секунду: точно до  $\pm 0,3$  °C.
- Автоматическая сигнализация температуры: автоматическая сигнализация со светодиодной вспышкой и голосовой трансляцией для людей с аномальной температурой, что снижает нагрузку на оператора.
- Дезинфекция на 360 °: Индукционный спрей дезинфекции за 5 секунд.
- Голосовая трансляция: автоматическая голосовая трансляция обнаруженной температуры человека.
- Программное обеспечение для анализа отчетов, информация отслеживается: не пропустите ни одного подозреваемого человека, изображение каждого человека, тепловое изображение и данные о температуре будут автоматически записаны для удобного отслеживания ».

**Описание**

1. Он использует инфракрасное тепловизионное бесконтактное измерение температуры, автофокус, измерение температуры в течение 1 секунды, точность тепловизионного изображения может достигать  $\pm 0,3$  °C, чтобы избежать перекрестного заражения, вызванного измерением температуры контакта.

2. Распылительная насадка для термической дезинфекции с системой инфракрасного датчика в канале автоматически стерилизует поверхность тела на 360 градусов без мертвого угла, и для уничтожения бактерий и вирусов требуется всего 5 секунд.

Технологии:	Автоматическая термография и дезинфекция с инфракрасным датчиком	Источник питания:	Плагин
Сертификат:	ROHS, получит CE через 10 дней	Экран:	Сенсорный экран
Функции:	Измерение температуры, дезинфекция, сигнализация температуры, запись и загрузка данных	Размер экрана:	12,1 дюймов
Дополнительные функции:	Индукционный дезинфектор для рук и определение концентрации алкоголя	Размер оборудования:	100x100x200 см
Точность обнаружения:	$\pm 0,3$ °C / $\pm 0,5$ °C	Система:	Android 7.0
рабочая температура:	0-45 °C.	Расстояние обнаружения:	1,5 м
Емкость фото:	50,000 шт.	Сигнализация отсутствия жидкости:	да
Количество запотевания:	20 л (1, употреблять 8 мл каждый раз 2, можно использовать для 2500 человек)	Область применения:	Сообщество / больница / школа / торговый центр / гостиница / кинотеатр / предприятие / фабрика / парк
Вес машины:	100 кг	Входное напряжение:	100-240 В, 50/60 Гц
Входная мощность:	200 Вт	Тип штекера:	Доступны все типы штекеров.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ**

СЗ машины:	100 кг
Размер машины:	100x100x200 см



---

Дата начала приема заявок	15.01.2021
Срок заключения договора	31.01.2021 — 05.02.2021
Дата окончания приема заявок	20.01.2021 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	30.01.2021 / 12:00 (МСК)

---

## Документация:

1. **Декларация соответствия-подписана.pdf**, 0.09Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24470>
2. **IRD120 Инфракрасная термография и дезинфекция.docx**, 0.05Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24471>
3. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.19-AM.jpeg**, 0.06Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24472>
4. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.20-AM.jpeg**, 0.06Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24473>
5. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.21-AM.jpeg**, 0.06Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24474>
6. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.23-AM.jpeg**, 0.07Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24475>
7. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.23-AM-1.jpeg**, 0.07Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24476>
8. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.24-AM.jpeg**, 0.06Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24477>
9. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.24-AM-1.jpeg**, 0.08Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24478>
10. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.25-AM.jpeg**, 0.06Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24479>
11. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.26-AM.jpeg**, 0.05Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24480>
12. **WhatsApp-Image-2020-04-27-at-8.34.26-AM-1.jpeg**, 0.04Mb  
<https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=24481>